



Kivetni test za fotometrični vzorec joda (MEBAK)

Številka izdelka:

LCK240

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Za vrednosti joda > 0,2

Specifikacije

Ime metode:	MEBAK II
Inštrument:	DR6000
Merilno območje:	> 0,2
Opis:	analogna metoda MEBAK
Parameter:	Fotometrični vzorec joda (PIS)
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25