



Kivetni test za grenčico (MEBAK) ≥ 2 BU

Številka izdelka:

LCK241

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Specifikacije

Ime metode:	MEBAK II
Inštrument:	DR6000
Merilno območje:	≥ 2 Bitter units
Parameter:	Grenčica
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Standard method:	MEBAK
Število testov:	25