



Kivetni test za klor/ozon/klorov dioksid

Številka izdelka:

LCK310

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Opis:	Prosti/skupni klor, klorov dioksid in ozon
Parameter:	Klor/ozon/klorov dioksid
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Standard method:	ISO 7393-2
Število testov:	24