



Kivetni test za formaldehid; 0,5–10 mg/L H₂CO

Številka izdelka: LCK325
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	Acetilaceton
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0.5 - 10 mg/L H ₂ CO
Parameter:	Formaldehid
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)