



Kivetni test za AOX; 0,05–3,0 mg/L

Številka izdelka:

LCK390.00

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Za fotometrično določanje adsorptivnih organskih halogenov. Enostavno za uporabo, pakirano v popolnoma opremljeni škatli.

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	DIN EN ISO 9562
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0.05 - 3.0 mg/L AOX
Opis:	Adsorptivni organski halogeni
Parameter:	AOX
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	24