



TOX cuvette test, 20 determin. Kivetni test za TOX s konzerviranimi luminiscentnimi bakterijami

Številka izdelka:

LCK488

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Predpakirano v 20 majhnih kivet s stekleničko slepe raztopine

Specifikacije

Ime metode:

toksičnost

Opis:

shranjenih v 20 kivet, skupaj s slepo raztopino, posebno pakirano v suhem ledu

Parameter:

Kivetni test TOX z luminiscentnimi bakterijami

Pogoji skladiščenja:

-18 °C