



Kivetni test za baker v sledovih; 0,01–1,0 mg/L Cu, 20 testov

Številka izdelka:	LCK529
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Priročna uporaba s 50-mm pravokotnimi kivetami + Dosicaps

Optimalna točnost za analize koncentracije v ultra nizkem merilnem območju

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Batokuproin disulfonska kislina
Inštrument:	DR3900, DR6000
Merilno območje:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Opis:	Kivetni test za baker v sledovih; 50 mm
Parameter:	Baker, sledovi
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za popolni razklop bakra uporabite Crack Set LCW902.
Potrebna digestija:	Da, za skupni baker
Število testov:	20