



Kivetni test za fosfat v sledovih (orto/skupni); 0,01–0,5 mg/L PO₄-P

Številka izdelka:

LCS349

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Specifikacije

Ime metode:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Merilno območje:	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Opis:	Ortofosfat/skupni fosfat
Parameter:	Fosfat, orto + skupni
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za vrednotenje; potrebne so semi-mikro kivete; 50-milimetrske
Potrebna digestija:	za skupni fosfat
Standard method:	EN ISO 6878
Število testov:	25

Obvezni pripomočki

- Vzorčna kiveta; 50-milimetrska pravokotna iz PMMA; 10 kosov (Item LZP341)