



Komplet reagentov za hidrazin; 0,01–2,0 mg/L N₂H₄

Številka izdelka:

LCW025

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



For determination of Hydrazine by the 4-Dimethylaminobenzaldehyde method.

Specifikacije

Ime metode:	4-dimetilaminobenzaldehid
Merilno območje:	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄
Opis:	Komplet reagentov za hidrazin
Parameter:	Hidrazin
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Število testov:	60