



Kivetni test za sulfid; 0,1–2,0 mg/L S²⁻

Številka izdelka:

LCW053

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



For determination of Sulphide by the Dimethyl-p-phenylenediamine method.

Specifikacije

Ime metode:	Dimetil-p-fenilenediamin
Merilno območje:	0.1 - 2.0 mg/L S ²⁻
Opis:	Kivetni test za sulfid
Parameter:	Sulfid
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Število testov:	35