



Komplet reagentov za mangan; 0,005–0,5 mg/L Mn

Številka izdelka:

LCW532

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



For determination of Manganese by the PAN method.

Specifikacije

Ime metode:	1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN)
Merilno območje:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Opis:	Komplet reagentov za mangan
Parameter:	Mangan
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Potrebna je pravokotna kiveta; 50-milimetrska; LZP341.
Število testov:	50

Obvezni pripomočki

- Vzorčna kiveta; 50-milimetrska pravokotna iz PMMA; 10 kosov (Item LZP341)