



Praškasti reagent za nitrit v blazinicah; 2–250 mg/L NO₂

Številka izdelka:

2107569

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje nitrita z metodo z železovim sulfatom. Za 10-mL vzorec. 100 v ovoju.

Specifikacije

Ime metode:	Železov sulfat
Inštrument:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Merilno območje:	2 - 250 mg/L NO ₂
Parameter:	Nitrit
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8153
Število testov:	100