



Analogue combination ORP sensor, 3/4" NPT, 10 m cable

Številka izdelka: 08351=C=0000

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 1 tednu

Material PPS, Platinum ORP electrode

Specifikacije

Aplikacija:	ORP for high temps
Delovna temperatura:	Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)
Dolžina:	150 mm
Dolžina kabla:	10 m
Elektrolit:	Polymer electrolyte, KNO ₃ and KCl
Garancija:	6 mesecev
Material:	Reference Electrode: Ag/AgCl
Merilno območje:	-1500 mV - 1500 mV
Območje tlaka:	Najv. 10 bar pri 80 °C
Priključek:	Fixed cable
Procesni priključek:	0.75 " NPT thread at both ends
Referenčna elektroda:	None
Slope Range:	N/A
Temperaturni senzor:	PT1000
Tendenca:	<3 mV/week
Teža:	0,62 kg
Upor:	Reference impedance @ 25 °C: <50 kΩ Glass impedance @ 25 °C: Platinum