



Referenčna raztopina ORP, 600 mV, 500 mL

Številka izdelka:	25M2A1002-115
EUR Cena:	Kontakt
Odprema v 2 tednih	

Puferna raztopina, naprodaj v plastenkah, ki jih je mogoče večkrat zapreti.

Referenčna raztopina ORP za umerjanje senzorja ORP (v plastenkah, ki jih je mogoče večkrat zapreti).

Specifikacije

Inštrument:	Digital Differential ORP
Merilno območje:	600 mV
Parameter:	ORP
Prostornina / velikost paketa:	500 mL