



FerroZine Raztopina reagenta za železo, 0,009-1,400 mg/L Fe

Številka izdelka:

230166

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za določanje topnega trivalentnega (Fe^{3+}) in dvovalentnega (Fe^{2+}) železa na ravni sledov.

Reagent za železo FerroZine določa topno trivalentno (Fe^{3+}) in dvovalentno (Fe^{2+}) železo. Za močne kelatne komplekse železa (na primer z EDTA) in določanje skupnega železa je potreben razklop. Za analizo železa na ravni sledov. 50/ovoj

Specifikacije

Ime metode:	FerroZine
Inštrument:	Vsi razen DR/850, DR/820, PC II
Merilno območje:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Parameter:	Železo
Prostornina / velikost paketa:	50 /pk
Številka metode:	8147
Število testov:	50