



Praškasti reagenti v blazinicah za barij; 2–100 mg/L Ba

Številka izdelka:

1206499

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje barija; turbidimetrična metoda. 100/paket

Specifikacije

Ime metode:	Turbidimetrična
Inštrument:	Vsi razen PC II
Merilno območje:	2 - 100 mg/L Ba
Parameter:	Barij
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100/paket
Številka metode:	8014
Število testov:	100