



ChromaVer Praškasti reagenti za krom, 0–0,60 mg/L Cr⁶⁺

Številka izdelka:

1206699

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagent v zaprtem ovoju za določanje kroma, heksavalentnega in skupne vrednosti. Za 25-mL vzorec. 100/ovoj

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	1,5-difenilkarbohidrazid
Inštrument:	DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8023
Število testov:	100