



Be Right™



## AluVer 3 Praškasti reagenti za aluminij

Številka izdelka: 1429099

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtem ovoju za določanje aluminija, 0,008–0,800 mg/L Al, metoda z aluminonom. 100 v ovoju.

### Specifikacije

Ime metode:	Aluminon
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8012
Število testov:	100
Volume / package size e Post Text:	/pk