



CuVer 1 Praškasti reagenti za baker, 0,04–5,00 mg/L Cu, paket/100

Številka izdelka:

2105869

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje vsebnosti bakra, metoda z bicinkoninatom. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Bicinkoninat
Inštrument:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Merilno območje:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Parameter:	Baker
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8506
Število testov:	100