



Raztopina z indikatorjem PAN, 0,1 % (50 mL SCDB)

Številka izdelka:

2122426

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kolorimetrični reagent za določanje nizkih ravni mangana. Kapalna steklenička.

Specifikacije

Ime metode:	PAN
Merilno območje:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Parameter:	Mangan
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	50 mL
Številka metode:	8149