



Komplet reagentov za srebro; praškasti reagenti v blazinicah; 0,02–0,700 mg/L Ag

Številka izdelka:

2296600

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za kolorimetrično metodo določanja srebra z indikatorjem kadija 2B. Za 50-mililitrske vzorce.

Specifikacije

Ime metode:	Kolorimetrična
Inštrument:	Vsi razen DR/800, PC II
Merilno območje:	0,02 - 0,70 mg/L Ag
Parameter:	Srebro
Platforma:	Praškasti reagenti
Številka metode:	8120
Število testov:	50