



Komplet reagentov za mangan, praškasti reagenti , 0,1–20,0 mg/L Mn

Številka izdelka:

2430000

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Prašasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje topnega mangana, metoda z oksidacijo periodata. Za 10-mL vzorec. 100 testov

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Oksidacija periodata
Inštrument:	All except DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Parameter:	Mangan
Platforma:	Prašasti reagenti
Prostornina vzorca:	10 mL
Številka metode:	8034
Število testov:	100