



Komplet reagentov za kobalt/nikelj

Številka izdelka:

2651600

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za določanje kobalta; 0,01–2,00 mg/L Co; in niklja; 0,006–1,000 mg/L Ni; metoda PAN. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

Ime metode:	PAN
Inštrument:	Vsi razen Dr/3000, DR/2000, DR/800
Merilno območje:	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Parameter:	Kobalt, nikelj
Posebna značilnost:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml
Prostornina vzorca:	10 mL
Številka metode:	8078
Število testov:	100