



Kivetni test za svinec; 0,1–2,0 mg/L Pb

Številka izdelka:

LCK306

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	PAR
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Parameter:	Svinec
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za popolni razklop svinca uporabite CRACK SET LCW902.
Število testov:	25