



## Kivetni test za krom (III in VI); 0,03–1,0 mg/L Cr

Številka izdelka:

LCK313

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

**Nearno**



### Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

### Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

### Priročno odmerjanje reagentov brez napak

### Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

### Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

## Specifikacije

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| EPA compliant:       | n.p.                                 |
| Ime metode:          | EN ISO 11083, DIN 38405-D24          |
| Inštrument:          | DR3900, DR6000, DR1900               |
| Merilno območje:     | 0,03 - 1,0 mg/L Skupni Cr            |
| Opis:                | Krom VI in skupni                    |
| Parameter:           | Krom                                 |
| Platforma:           | LCK                                  |
| Pogoji skladiščenja: | 2 - 8 °C (naj bo hlajeno)            |
| Posebni zapiski:     | Test vsebuje razklop za skupni krom. |
| Potrebna digestija:  | Da, za skupni krom                   |
| Število testov:      | 25                                   |