



Kivetni test za kositer; 0,1–2 mg/L Sn

Številka izdelka:

LCK359

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Piridinfluoron (PYF)
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Opis:	Topni kositer
Parameter:	Kositer
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Posebni zapiski:	Izraz "topni kositer" se nanaša na kompleksne ali neraztopljene kositrove spojine (npr. na kompleks kositer-NTA), ki jih je mogoče v mediju klorovodikove kisline ob prisotnosti oksidacijskega sredstva pretvoriti v raztopljeno obliko. Ioni raztopljenega kositra (II) in (IV)
Potrebna digestija:	da
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)