



Kivetni test za krom (III in VI) v sledovih; 0,005–0,25 mg/L Cr

Številka izdelka:

LCS313

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi Hach: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Specifikacije

Ime metode:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Merilno območje:	0,005 - 0,25 mg/L Skupni Cr
Opis:	Krom VI in skupni
Parameter:	Krom, sledovi
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Posebni zapiski:	Za vrednotenje; potrebne so semi-mikro kivete; 50-milimetrske
Potrebna digestija:	Da, za skupni krom
Število testov:	25