



Praškasti reagenti v blazinicah za cianovo kislino; 5–50 mg/L; pk/50

Številka izdelka: 246066

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje cianove kisline s turbidimetrično metodo z melaminom. Za 25-mililitrski vzorec.

Specifikacije

Ime metode:	Turbidimetrična
Inštrument:	Vsi razen DR 6000, DR/4000, PC II
Merilno območje:	5 - 50 mg/L
Parameter:	Cianova kislina
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	50 /pk
Številka metode:	8139
Število testov:	50