



Praškasti reagent PP za bor; 0,2–14,0 mg/L B

Številka izdelka: 1417099

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Prašasti reagent v zaprtih ovojih za določanje bora z metodo karmina. pk/100.

For boron determination by the carmine method

Specifikacije

Ime metode:	Karmin
Inštrument:	Vsi razen DR/800, PC II
Komentar:	*Na splošno DR 5000 izvaja enake metode kot DR/4000. DR 2800 izvaja enake metode kot DR 2700, DR/2500 in DR/2400. Obstajajo nekatere izjeme.
Merilno območje:	0,2 - 14,0 mg/L B
Parameter:	Bor
Prostornina / velikost paketa:	100 pk
Številka metode:	8015
Število testov:	100