



Praškasti reagenti v blazinicah za triazol, 100 kosov

Številka izdelka:

2141299

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje benzotriazola (1–16 mg/L) ali toliltriazola (1–20 mg/L).

Specifikacije

Ime metode:	UV-fotoliza
Inštrument:	Vsi razen PC II, DR/850, DR/820
Merilno območje:	1,0 - 20,0 mg/L toliltriazola
Parameter:	Benzotriazol, toliltriazol
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	pk
Številka metode:	8079
Število testov:	100