



CRACK SET Komplet reagentov za razklop kovin

Številka izdelka:

LCW902

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za razklop kompleksnih, koloidnih ali neraztopljenih kovin v vodi in odpadni vodi.

Specifikacije

Ime metode:

Razklop kislin z oksidacijskim sredstvom

Opis:

Priprava vzorcev za določanje skupnih težkih kovin s kompleti

LCK306 za svinec, LCK308 za kadmij, LCK321 za železo, LCK329 za baker, LCK337 za nikelj, LCK360 za cink, LCK521 za železo v sledovih, LCK529 za baker v sledovih, LCK537 za nikelj v sledovih.

Parameter:

Za svinec, kadmij, železo, baker, nikelj, cink

Pogoji skladiščenja:

15 - 25 °C

Posebni zapiski:

za svinec, kadmij, železo, baker, nikelj, cink

Število testov:

50