



Komplet za odstranjevanje klorida

Številka izdelka:

LCW925

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za odstranjevanje motečih usedlin klorida do 20 g/L, npr. za analizo nitrata.

Specifikacije

Ime metode:

Klorid se obori kot srebrov klorid in odstrani.

Opis:

Komplet za odstranjevanje klorida za odstranjevanje motečih usedlin klorida do 20 g/L

Parameter:

Klorid

Pogoji skladiščenja:

15 - 25 °C

Število testov:

25