



Klor, prosti, praškasti reagent v blazinicah; 0,02–2,00 mg/L Cl₂

Številka izdelka:

2105569

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Praškasti reagenti v zaprtem ovoju za določanje prostega klor z metodo DPD. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	10 mL
Opis:	Praškasti reagenti za prosti klor DPD v blazinicah; 10 mL
Parameter:	Klor, prosti
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 °C - 25 °C
Številka metode:	8021
Število testov:	100