



Reagent za prosti klor DPD, Test 'N Tube, pk/50 Prosti klor; Test 'N Tube; 0,09–5,00 mg/L Cl₂

Številka izdelka:

2105545

Nearno

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.



Steklenične z reagentom vsebujejo predhodno stehtani reagent DPD, optimiziran za zanesljive rezultate merjenja in enostavno rokovanje. TNT = Test 'N Tube

Za določanje prostega klora z metodo za prosti klor DPD. Stekleničke z reagentom Test 'N Tube vsebujejo predhodno stehtani reagent DPD. Razpon: 0,09–5,00 mg/L kot Cl₂. Velikost vzorca: 10 mL; Paket 50 stekleničk.

Izdelki Test 'N Tube omogočajo varno, priročno testiranje.

Zaprte 16-milimetrske stekleničke so avtonomni komplet za mešanje in merjenje.

Enostavno naročanje

V kompletu so vsi potrebni reagenti in stekleničke.

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Inštrument:	DR 900
Merilno območje:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor
Platforma:	Test 'N Tube
Prostornina / velikost paketa:	50 /pk
Številka metode:	10102
Število testov:	50