



Prašasti reagenti za skupni klor, DPD, 25 mL, paket/100

Številka izdelka:

1406499

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Prašasti reagent v zaprtih ovojuh za določanje skupnega klora, LR 0,02–2,00 mg/L Cl₂, HR 0,1–10,0 mg/L Cl₂, in broma, 0,05–4,50 mg/L Br₂.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Inštrument:	DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Skupni klor, brom, jod
Platforma:	Prašasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C
Številka metode:	10070 HR
Število testov:	100