



Praškasti reagenti za skupni klor, DPD, 5 mL, paket/100

Številka izdelka:

1407699

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za uporabo s kompleti vizualnih testov za klor do 3,5 mg/L Cl₂. Za 5-mL vzorce.

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Merilno območje:	5 mL
Parameter:	Klor, brom, jod
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C
Število testov:	100