



Prosti klor DPD, reagent za dispencer Swiftest (dolivanje)

Številka izdelka: 2105560
EUR Cena: Kontakt
Datum pošiljanja ni prikazan

Nearno



Steklenička za zamenjavo dispencerja za reagent DPD za določanje prostega klora; 0,02–2,00 mg/L Cl₂.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, prosti
Platforma:	Swiftest
Številka metode:	8021
Število testov:	250

Obvezni pripomočki

- Swiftest Dispencer za reagent za prosti klor DPD in steklenička z reagentom (Item 2802300)