



Skupni klor DPD, reagent za dispencer Swifttest (dolivanje)

Številka izdelka:

2105660

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Steklenička za zamenjavo dispencerja za reagent DPD za določanje skupnega klora; 0,02–2,00 mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, skupni
Platforma:	Swifttest
Številka metode:	8167
Število testov:	250