



Swiftest Dispenzer za reagent za skupni klor DPD in steklenička z reagentom

Številka izdelka: 2802400
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Nearno



Za določanje skupnega klora; 0,02–2,00 mg/L Cl₂ in 0,02–4,50 mg/L Cl₂.

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, skupni
Platforma:	Swiftest
Številka metode:	8167
Število testov:	Approximately 250

Obvezni pripomočki

- Skupni klor DPD, reagent za dispenzer Swiftest (dolivanje) (Item 2105660)