



Reagent za prosti klor, ACCUVAC, DPD

Številka izdelka:

2502025

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Ampule vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje prostega klora; 0,02–2,00 mg/L Cl₂.

For determination of Free Chlorine by the DPD Method, using AccuVac® Ampules. USEPA accepted for reporting drinking water analysis using Hach Method 8021. Range: 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂. Package of 25 ampules.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, prosti, klorov dioksid.
Platforma:	Accuvac
Prostornina / velikost paketa:	25 /pk
Številka metode:	10126
Število testov:	25