



Reagent za skupni klor, ACCUVAC, DPD

Številka izdelka:

2503025

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Ampule vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje skupnega klora; 0,02–2,00 mg/L Cl₂; broma; 0,05–4,50 mg/L Br₂; in joda; 0,07–7,00 mg/L I₂.

For determination of Total Chlorine Reagent by the DPD method, using AccuVac[®] Ampules. USEPA accepted for reporting drinking and wastewater analysis (Hach Method 8167). Range: 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂. Package of 25 ampules.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsi
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Skupni klor
	Brom
	Jod
Platforma:	Accuvac
Prostornina / velikost paketa:	25 /pk
Številka metode:	8031 Jod
Število testov:	25