



Kivetni test za prosti klor; 0,05–2,0 mg/L Cl₂

Številka izdelka:

LCK410

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Kivetni test za določanje prostega klora; 0,05–2,0 mg/L Cl₂; in klorovega dioksida; 0,09–3,8 mg/L ClO₂.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0.05 - 2.0 mg/L Prosti Cl ₂ /ClO ₂
Parameter:	Klor, prosti
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)