



Komplet reagentov za klorid, 0,1–25,0 mg/L Cl⁻

Številka izdelka:

2319800

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Komplet reagentov za določanje klorida, metoda z živosrebrovim tiocianatom.

Specifikacije

Ime metode:	Živosrebrov tiocianat
Inštrument:	Vsi razen DR/800, PC II
Komentar:	*Na splošno DR 5000 izvaja enake metode kot DR/4000. DR 2800 izvaja enake metode kot DR 2700, DR/2500 in DR/2400. Obstajajo nekatere izjeme.
Merilno območje:	0 - 25,0 mg/L Cl ⁻
Parameter:	Klorid
Platforma:	Raztopina
Številka metode:	8113
Število testov:	100