



Set reagentov za silicijevo kislino (visok rang) 0,8-100 mg/l SiO₂

Številka izdelka:

LCS028

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Or 0,4-50 mg/L Si

Specifikacije

Ime metode:	molibden modra
Merilno območje:	0,4 - 50 mg/L Si
Opis:	Set reagentov za silicijsko kislino / silikate visok rang
Parameter:	Silicijska kislina
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebna značilnost:	HR, 50 tests
Posebni zapiski:	potrebna je valjasta kiveta LCW906
Število testov:	50

Obvezni pripomočki

- Okrogle kivete; steklene; 13-milimetrske; 25 kosov (Item LCW906)