



Komplet reagentov za kremenčevo kislino; 0,01–0,8 mg/L SiO₂

Številka izdelka:

LCW028

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



ali 0,005–0,4 mg/L Si

Specifikacije

Ime metode:	Molibden modro
Merilno območje:	0,005 - 0,4 mg/L Si
Opis:	Komplet reagentov za kremenčevo kislino/silicij
Parameter:	Kremenčeva kislina
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebna značilnost:	50 tests
Število testov:	50