



Kislinska zmogljivost – KS4.3, kivetni test; 0,5–8,0 mmol/L

Številka izdelka: LCK362
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Metoda Hach
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,5 - 8,0 mmol/L
Opis:	KS _{4.3} /kalcijev karbonat CaCO ₃
Parameter:	Kislinska zmogljivost
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25