



COD TNT, brez živega srebra, 0–1500 mg/L O₂

Številka izdelka: 2345952

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Kivetni test (Ø 16 mm), popolnoma opremljen z vsemi reagenti, optimiran za zanesljive rezultate merjenja in preprosto uporabo. TNT = Test 'N Tube

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat brez živega srebra
Inštrument:	DR 900
Merilno območje:	0 - 1500 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	COD
Platforma:	Test 'N Tube
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Posebni zapiski:	16-milimetrska kiveta HACH, ni berljiva v DR2700/DR2800/DR3800/DR5000
Številka metode:	8000
Število testov:	25 (potrebujete 1 kiveto za slepi poskus)