



COD TNT, 0–150 mg/L O₂

Številka izdelka: 2125851

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni test (Ø 16 mm), popolnoma opremljen z vsemi reagenti, optimiran za zanesljive rezultate merjenja in preprosto uporabo. TNT = Test 'N Tube

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat
Inštrument:	DR 900
Merilno območje:	3 - 150 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	KPK
Platforma:	Test 'N Tube
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C (zaščiten pred svetlobo)
Številka metode:	8000
Število testov:	25 (potrebujete 1 kiveto za slepi poskus)