



Kivetni test COD – ISO 15705, 0–1000 mg/L O₂

Številka izdelka:

LCI400

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Določene koncentracije formule v skladu s standardom ISO

Izjemna natančnost

Vnaprej odmerjen in pripravljen za uporabo

Ni v stiku s strupenim reagentom

Odlaganje/recikliranje

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0 - 1000 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	COD
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	ISO 15705
Število testov:	24 testi, en slepi