



Kivetni test COD 5–60 mg/L O₂

Številka izdelka: LCK414

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Predlagani nadomestki:

- LCK1414

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	COD
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)